

FICHA TÉCNICA

PRODUTO	Fermento láctico, concentrado, liofilizado, para uso direto. Mistura de culturas de tipo termofilo																			
FORNECEDOR	LACTO-LAB Ind. Imp. e Exp. Ltda.																			
ENDEREÇO	Rua João Capistrano Pereira, 697 - Jd. Ieda; Itanhaém, SP - CEP: 11740-000																			
FONE/FAX	55-13-34272990 / 55-13-34267066																			
E-MAIL	lactolab@lactolab.com																			
MODELO	TS																			
ROTAÇÕES	3 (três)																			
APRESENTAÇÃO	50 U e 125 U																			
	ESPECIFICAÇÕES FÍSICO-QUÍMICAS <table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td>Aspecto</td> <td>Pó granulado</td> </tr> <tr> <td>Cor</td> <td>CremE</td> </tr> <tr> <td>Solubilidade</td> <td>Completa em solução aquosa</td> </tr> <tr> <td>Atividade</td> <td>1,1 < pH < 1,3</td> </tr> </table>	Aspecto	Pó granulado	Cor	CremE	Solubilidade	Completa em solução aquosa	Atividade	1,1 < pH < 1,3	PARÂMETRO MICROBIOLÓGICOS <table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td>Coliformes</td> <td>< 1 UFC/g</td> </tr> <tr> <td>Bolores e Leveduras</td> <td>< 10 UFC/g</td> </tr> <tr> <td><i>Staphylococcus aureus</i></td> <td>< 10 UFC/g</td> </tr> <tr> <td><i>Salmonella</i></td> <td>ausente em 25g</td> </tr> <tr> <td><i>Listeria monocytogenes</i></td> <td>ausente em 1g</td> </tr> </table>	Coliformes	< 1 UFC/g	Bolores e Leveduras	< 10 UFC/g	<i>Staphylococcus aureus</i>	< 10 UFC/g	<i>Salmonella</i>	ausente em 25g	<i>Listeria monocytogenes</i>	ausente em 1g
Aspecto	Pó granulado																			
Cor	CremE																			
Solubilidade	Completa em solução aquosa																			
Atividade	1,1 < pH < 1,3																			
Coliformes	< 1 UFC/g																			
Bolores e Leveduras	< 10 UFC/g																			
<i>Staphylococcus aureus</i>	< 10 UFC/g																			
<i>Salmonella</i>	ausente em 25g																			
<i>Listeria monocytogenes</i>	ausente em 1g																			
APLICAÇÃO	Para fabricação de queijos de massa filada																			
ARMAZENAGEM	Manter a embalagem fechada sob refrigeração apropriada, no máximo a +4 °C																			
VALIDADE	- 12 meses quando estocado à temperatura inferior ou igual a -18 °C - 6 meses quando estocado a +4 °C																			
MODO DE USAR	Adicionar ao leite no momento que o tanque começa a ser cheio; para pré-maturar adicionar o conteúdo do envelope em 10 litros de leite pasteurizado e pré-maturar por 30/45 minutos a 42 °C																			